

Aspirator nazal electric Ima Baby pentru bebelusi si copii silentios cu 2 capete de silicon albastru

I.D.: 80685453

Data publicarii	04.04.23	Coduri CPV	42999100-6 33000000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	121,01 RON - 121,01 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Aspiratorul IMA Baby are o forma ergonomica ce il face usor de utilizat, iar capurile delicate sunt potrivite pentru narile bebelusilor. Depozitati-l intr-un loc uscat si racoros. Capetele din silicon nu contin substante nocive, sunt sigure, moi, flexibile si protejeaza pielea delicata a bebelusului. Instructiuni de utilizare: Spalati-va pe maini inainte de a folosi aspiratorul nazal. Se recomanda sterilizarea capului aspiratorului inainte si dupa fiecare utilizare. Inaintea utilizarii acestuia pe bebelus, testati-l pe bratul dumneavoastra, sa va familiarizati si sa simtiti puterea de aspirare, pentru a nu speria sau rani bebelusul. Pentru aspirarea nasului, instalati capatul dorit, pozitionati-l in dreptul unei nari si porniti dispozitivul. Procedati la fel si pentru cealalta nara. Se continua procedura pana cand considerati ca nasul este suficient de curatat. In cazul unei mucoase nazale uscate sau dense, pulverizati in nas o solutie salina sau ser fiziologic. Acestea trebuie sa intre in contact complet cu cavitatea nazala si apoi sa fie aspirat, dupa aproximativ 4 - 5 minute. Pozitia recomandata pentru o aspirare eficienta a nasului, este de aproximativ 45 de grade al aspiratorului in nara. Lasati bebelusul in picioare sau intins in stare semi-intinsa, cu capul sus. O aspirare eficienta se mai poate face si printr-o vidare alternativa a narilor. Prezenta tine loc de comanda ferma.
