
MASCA OXIGEN CU TUB DE LEGATURA - ADULTI

I.D.: 44868918

Data publicarii	09.12.19	Coduri CPV	33157110-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	35,30 RON - 35,30 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: Instructiuni de folosire: Atasati tubulatura de alimentare la sursa de oxigen si setati debitul prescris. Verificati fluxul de oxigen prin sistem. Plasati masca pe fata pacientului cu cureaua elastica sub urechi si in jurul gatului. Strangeti usor capetele curelei pana cand masca se fixeaza pe fata pacientului. Apasati banda metalica de pe masca pentru a se alinia pe suprafata nasului. Atentie: De unica folosinta. Aruncati dupa utilizare! Nu utilizati daca ambalajul este deschis sau deteriorat! Depozitati in loc racoros si uscat. Asigurati-va ca toate conexiunile sunt sigure iar aerul circula liber prin tubulatura.
