
Teste / test rapid de sarcina rapid pentru sarcina tip banda / test rapid pentru sarcina tip banda

I.D.: 104127343

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.10.24 | Coduri CPV | 33141625-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Pretul estimativ: | 28,80 RON - 28,80 RON |
|-------------------|-----------------------|

Descriere: Test sarcina HCG urina, 25mm all day Laboquick (1 bucata) pentru identificarea precoce a ..sarcinii. Gonadotropina corionica umana (hCG) este un hormon care este produs mai intai de embrion si apoi de placenta. Acest hormon stimuleaza productia crescuta de estrogen si progesteron in timpul sarcinii si este hormonul detectat de toate testele de sarcina, fie acasa in urina, fie intr-un test de sange la cabinetul medicului. Hormonul hCG poate fi detectat din urina la 7-10 zile de la fecundare. Testul contine particule anti-hCG si particule anti-hCG cuplate la membrana PROBA DE URINA. Colectati urina intr-un vas curat si uscat! Cantitatea maxima de hormon se elimina in urina de dimineata, dar poate fi detectat in orice urina pe toata durata zilei. Proba poate fi depozitata maxim 24 de ore! **UTILIZARE** Scoateti banda din ambalaj si folositi-o cat mai repede posibil! Se scufunda in urina pentru 5-10 secunde, cu sagetile orientate in jos, vertical. Nu scufundati banda cu depasirea marcajului maxim. Apoi asezati banda pe o suprafata orizontala, dar nu absorbanta si urmariti ceasul. Asteptati 3 minute, apoi cititi rezultatul. Rezultatul nu mai poate fi interpretat dupa 10 minute! **INTERPRETARE POZITIV:** Aparitia pe banda a doua linii clare, una in dreptul literei C (zona de control), iar cealalta in dreptul literei T (zona de testare). Linia din dreptul literei T arata concentratia hCG, motiv pentru care aparitia oricarei linii mai palide se considera rezultat pozitiv. **NEGATIV:** Aparitia un
