
Test / Teste de sarcina tip banda

I.D.: 73666258

Data publicarii	27.09.22	Coduri CPV	33124131-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 12,00 RON - 12,00 RON

Descriere: Teste sarcina tip banda Test pentru depistarea sarcinii. Acesta este realizat in asa fel incat sa depisteze hormonul HCG, eliberat de placenta imediat dupa implantarea embrionului in uter. Acest hormon se elimina in urina femeii insarcinate. Pentru orice moment al zilei. Precizie 99%. Instructiuni de folosire Colectati urina intr-un recipient uscat si curat. Folositi testul imediat. Scoateti testul din saculețul de folie, chiar inainte de momentul utilizării. Introduceti testul in recipientul cu urina, cu varful sagetii in jos. Nu introduceti testul mai sus de inscriptia MAX. Dupa minim 15 secunde, scoateti testul si asejati-l pe o suprafata intinsa, non-absorbanta. Testul poate fi lasat si in recipient cu conditia sa nu fie introdus mai sus de linia cu inscriptia MAX. In momentul in care testul incepe sa functioneze, veti observa un lichid de culoare resu deschis, inaintand de-a lungul suprafetei de citire. Rezultatul testului trebuie citit in decurs de 5 minute. Nu cititi rezultatul testului dupa mai mult de 10 minute. Cum se citesc rezultatele Negativ: linia de control ("C") apare in fereastra de test dar linia de test nu este vizibila. Pozitiv: doua linii sunt vizibile. Intensitatea culorii liniei de test ("T") poate fi mai mica decat cea a liniei de control; acesta este un rezultat pozitiv. Invalid: testul este invalid daca linia de control nu este vizibila in 5 minute. Testul nu a functionat sau procedura de test nu a fost urmarita intocmai. Verificati procedura de te
