

Teste Rapide Saliva Antigen COVID-19 Realy Tech

I.D.: 64383075

Data publicarii	15.12.21	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 500,00 RON - 500,00 RON

Descriere: **Prezentare:** Setul de testare rapida antigen COVID-19 este destinat detectarii calitative a antigenelor SARS-CoV-2 in saliva umana a persoanelor suspecte de infectarea cu coronavirus. Produs doar pentru uz profesional și diagnostic in vitro. Se recomanda ca prelevarea sa se face dimineata pe nemancate. **Contine:** 1x dispozitiv de testare 1x tub de extractie 1x capac pentru tub de extractie 1x pahar pentru colectarea salivei 1x pipeta 1x solutie 1x manual de utilizare **Avantaje:** Tipul de testare este convenabil: prin saliva Timpul de testare este rapid: 10 minute **Sensibilitate:** 92,9% **Specificitatea:** 99,58% **Acuratete:** 96,79% **Instructiuni:** Scoateti dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat si folosit-l cat de curand posibil Asezati dispozitivul de testare pe o suprafata plana si curata Scoateti un tub de extractie si o sticluta de solutie. Scoateti capacul si adaugati solutia in tubul de extractie Scuiptati saliva in paharul pentru colectare a salivei Extrageți 4 picaturi de saliva din pahar cu o pipeta si transferati-le in tubul de extractie Indoiti si aruncati paharul de colectare a probei intr-o pungă de plastic ca si deseu medical in conformitate cu reglementarile locale Inchideti tubul de extractie cu capacitate si agitati usor tubul de extractie vertical timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei sa se amesteca bine cu solutia Transferati 3 picaturi de proba in spatiul de proba al dispozitivului de testare Cititi rezultate dupa 10 minute Nu i
