

## Test Teste rapid Rapide Covid Antigen Lateral Nazal Nazofaringian Flowflex DSP 1457

I.D.: 76984855

Data publicarii 27.12.22

Coduri CPV

33141625-7

Pretul estimativ: 1.191,00 RON - 1.191,00 RON

Descriere: Acest test de utilizeaza pentru a detecta prezenta agentilor SARS-CoV-2 din specimenul prelevat. Poate fi utilizat pentru monitorizarea in cazul simptomelor caracteristice COVID-19. Testarea trebuie efectuata imediat dupa prelevarea probelor sau cel mult intr-o ora dupa prelevarea probelor. Avantaje: Ambalare individuala Usor de utilizat, precis, sigur Rezultat rapid in 15 minute Performante clinice: Sensibilitate: 97.1% Specificitate: 99.6% Acuratete: 99.3% Continut pachet: 1 x tampon control pozitiv (swab) (1) 1 x tamon control negativ (swab) (2) 1 x suport tampon de extragere a probelor (3) 1 x manual de utilizare (4) 25 x tampon steril nazofaringian de unica folosinta (swab) (5) 25 x picurator (6) 25 x tub tampon individual de extragere a probelor (7) 25 x caseta pentru proba (8) Instructiuni de utilizare: Pentru a colecta o proba de tampon nazofaringian: inclinati capul pacientului pe spate la 70 de grade. Introduceti usor si incet un tampon nazofaringian, furnizat impreuna cu kitul dvs., prin nara paralela cu palatul pana cand se intalneste rezistenta. Frecati usor si rotiti tamponul, lasandu-l in loc timp de cateva secunde pentru a absorbi secretiile. Daca un sept deviat sau un blocaj creeaza dificultati in obtinerea specimenului dintr-o nara, utilizati acelasi tampon pentru a obtine specimenul din cealalta nara. Indepartati incet tamponul in timp ce il rotiti. Proba este acum pregatita pentru preparare folosind tuburile pentru tamponul de extractie. Utilizați un tub