

---

## **MASTI MASCA DE OXIGEN CU NEBULIZATOR PENTRU ADULT ADULTI 200 cm compusa din 3 piese PT PACIENT ADULT**

I.D.: 102744293

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.09.24 | Coduri CPV | 33140000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 350,00 RON - 350,00 RON

---

Descriere: Masti Oxigen cu Nebulizator si Tubulatura 200 cm pentru ADULTI Forma anatomica Sterila Ambalata individual Lungime tub - 200 cm Instructiuni de utilizare: Introduceti medicatia prescrisa in vasul nebulizatorului prin desfacerea capacului Montati capacul dupa introducerea medicatiei Puneti masca de oxigen pe fata pacientului cu elasticul pe sub urechi si pe dupa gat Trageti incet de capetele elasticului de fixare pentru a fixa bine masca Apasati si reglati piesa de metal a mastii pentru a se mula pe nasul pacientului Conectati masca la nebulizator cu atentie A se folosi numai de personal medical calificat. A nu se lasa la indemana copiilor. Atentie Produs de unica folosinta. Aruncati dupa prima utilizare A nu se utiliza daca ambalajul este deteriorat sau desfacut Anu se depozita / pastra la temperaturi ridicate si umiditate Asigurati-va ca toate conexiunile, legaturile sunt sigure si ca aerul / oxigenul cirucla liber prin tubulatura. Comanda minima 400lei

---