

Set 20 Teste Rapid COVID-19 Antigen Nazofaringian Test Ag Vazyme

I.D.: 64616050

Data publicarii 24.12.21 Coduri CPV 33696500-0

Pretul estimativ: 2.200,00 RON - 2.200,00 RON

Descriere: est Rapid COVID-19 Antigen Nazofaringian Vazyme 20 Buc Presentare: Dispozitiv de testare este destinat detectiei calitative clinice a antigenilor SARS COVID-19 (inclusiv pentru tulpina Delta) cu ajutorul tamponului de recoltare din secretiile nazale si orofaringiene. Dispozitiv de testare de diagnostic in vitro, destinat doar uzului profesional. Produs recunoscut de Comisia Europeana. Continut pachet: - 20x betisor de recoltare a probelor din bumbac (1) - 20x solutie (buffer) (2) - 20x caseta de testare (3) - 20x tub de extractie cu picurator (4) - 1x manual de utilizare (5) Indicatori de performanta: Acuratete: 98.99% Senzitivitate: 97.57% Specificitate: 99.29% Cerinte importante: Inainte de testare, dispozitivul de testare trebuie complet readus la temperatura camerei Odata ce caseta de testare a fost deschisa aceasta trebuie utilizata in termen de 1 ora Produsul trebuie depozitat sigilat, la o temperatura care poate varia intre 4°C și 30°C, ferit de lumina Nu cititi rezultatele dupa 15 minute Metoda de testare: Recoltati proba nazala sau orofaringiana cu ajutorul betisorului de recoltare din bumbac si rotiti de 5 ori Scoateti capacul alb din tubul de extractie Introduceti betisorul de recoltare in tubul de extractie care contine solutia Introduceti proba in tubul de extractie. Invertiti si ridicati betisorul nazal in sus si in jos de 10 ori (cel putin 15 secunde) Strangeti tubul si betisorul de recoltare pentru ca proba sa patrunda complet in tubul de extractie Inchideti c