

Clinique Test Bowie Dick-2023-15P

I.D.: 85238295

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.07.23 | Coduri CPV | 33141800-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 166,40 RON - 166,40 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Avantaje / Beneficii: Se utilizeaza pentru detectarea defectelor în procesul de sterilizare. Foaie de testare usor de citit, cu instructiuni detaliate de utilizare si interpretări ale rezultatelor. Dimensiuni mici pentru usurinta manipularii si depozitarii. Indicator de proces extern pentru identificarea rapida a pachetelor de testare procesate. Indicatii: Se foloseste pentru a verifica indepartarea eficienta a aerului din camera sterilizatoare dupa aspirarea vidului pentru sterilizatoarele cu abur pre-vid. Acesta nu numai ca poate fi folosit pentru a verifica vidul, dar poate detecta scurgeri de aer, dar nu este capabil sa indice efectul de sterilizare. Este un dispozitiv de unica folosinta care este destinat detectarii zilnice inainte de sterilizare. Daca sterilizatorul va fi aplicat în mod continuu, acesta poate fi verificat la o ora fixa in fiecare zi. La monitorizare, pachetul de testare trebuie pus pe suportul inferior al sterilizatorului si amplasat la partea anterioara langa usa de deasupra orificiului de evacuare a aerului. Testati recipientul gol si configurati temperatura si timpul (134C pana la 138C pentru 3-3.5 min). Apoi rulati programul de sterilizare (procesul de uscare poate fi omis). Dupa sterilizare, scoateti cu atentie ambalajul de testare si deschideti-l;apoi stabiliti rezultatul si pastrtți tnregistrările relevante. Mod de prezentare: 1 buc.
