

## Tensiometru electronic

I.D.: 45496731

---

Data publicarii	07.04.20	Coduri CPV	33123100-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 519,54 RON - 519,54 RON

---

Descriere: Dispozitivul WSK-1011 este destinat pentru masurarea tensiunii arteriale sistolice si diastolice si stabilirea frecventei pulsului la pacientii cu varsta mai mare de 15 ani. Dispozitivul este recomandat pacientilor cu tensiune arteriala instabila sau pentru monitorizarea suplimentara medicala la domiciliu a pacientilor cu valori tensionale crescute. Mansonul este prevazut pentru o circumferinta a antebratului de la 12,5 la 22,5cm. Presiunea arteriala poate fi măsurata in gama de la 40 la 250 mm Hg, iar frecventa cardiaca de la 40 la 160 batai/minut. Masurarea tensiunii in pozitia sezand la masa 1. Asezati-va comod pe scaun, nu incrucisati picioarele. Talpile trebuie sa fie pe podea. Sprijiniti-va de scaun. Mana trebuie sa fie pe masa. 2. Usor ridicati mana stanga cu palma in sus si puneti cotul pe masa. 3. Plasati mansonul la nivelul inimii, punand mana pe cutie sau un prosop strans. Daca nu aveti masa 1. Asezati-va comod pe scaun, nu incrucisati picioarele. Talpile trebuie sa fie pe podea. Sprijiniti-va de scaun. 2. Plasati mansonul la nivelul inimii, punand mana stanga catre torace. 3. In timpul masurarii mentineti mana stanga cu cea dreapta. Masurarea tensiunii in pozitia sezand la masa 1. Culcati-va pe spate. 2. Plasati mansonul la nivelul inimii, punand mana pe o cutie sau un prosop strans. Pulsarea pictogramei " " pe ecran anunta un ritm neregulat al pulsului. La aparitia periodica a acestui simbol, adresati-va medicului specialist. Miscarea corpului in timpul masurarii

---