

---

## **VOLUMATIC DISPOZITIV PENTRU INHALAT**

I.D.: 88070177

---

Data publicarii	11.10.23	Coduri CPV	33000000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 115,00 RON - 115,00 RON

---

Descriere: **VOLUMATIC DISPOZITIV PENTRU INHALAT** Dispozitiv pentru inhalat testat si aprobat pentru utilizare cu inhalatoare GlaxoSmithKline. Volumatic este un dispozitiv pentru inhalat cu volum marit. Se utilizeaza cu inhalatoarele GlaxoSmithKline. In cazul utilizarii inhalatoarelor pe baza de aerosoli, este important sa eliberati un puf de medicament imediat ce ati inceput sa inspirati. Volumatic va ajuta sa obtineti beneficiul maxim de la inhalator. Acesta permite unei cantitati mai mari de medicament sa ajunga in plamani, unde este necesar, si mai putin in gura unde, uneori, poate avea efecte secundare. Este utilizat: - pentru a depasi orice dificultate in apasarea inhalatorului si inspirarea in acelasi timp. - pentru a elibera doze mai mari de medicament Modul de utilizare: 1. Potriviti impreuna cele doua jumatati ale Volumatic. Aliniati santul de pe o jumatate cu fanta de pe cealalta jumatate si apasati-le impreuna. 2. Scoateti capacul piesei bucale si verificati interiorul si exteriorul piesei bucale pentru a va asigura ca aceasta este curata. Daca inhalatorul este nou sau daca nu a fost utilizat timp de o saptamana sau mai mult, agitati bine si eliberati un puf in aer, pentru a-l pune in stare de functionare. 3. Agitati bine inhalatorul. 4. Fixati ferm inhalatorul in capatul Volumatic-ului, in partea opusa piesei bucale. Verificati piesa bucala a Volumatic-ului, in interior si exterior, pentru a va asigura ca este curata. 5. Tineti dispozitivul asa cum este aratat in figura. E

---