

Dezinfectant pentru decontaminarea, dezinfectarea și sterilizare la rece Steril-C, 1Kg

I.D.: 43602002

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.08.19 | Coduri CPV | 24455000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 3.000,00 RON - 3.000,00 RON

Descriere: DESCRIERE ȘI ACȚIUNE: STERIL-C reprezintă un sistem de peroxizi hidrosolubili, cu un PH alcalin neutru, fiind utilizat pentru decontaminarea, dezinfectarea și sterilizare la rece având totodată o acțiune de curățare pentru: toate tipurile de instrumente chirurgicale; instrumente din fibră optică, cum ar fi endoscoape rigide sau flexibile (pentru bronhoscopie, laringoscopie, artroscopie, citoscopie, laparoscopie, histeroscopie, gastroscopie, colonoscopie, ecoendoscopie); sonde intraoperatorii și ecocardiografice; tuburi respiratorii și instrumente pentru anestezie; echipament stomatologic și circuite hidraulice. STERIL-C se dizolvă în apă caldă de la robinet și produce o reacție chimică care duce la formarea de ioni de peracetil și hidroperoxil, care împreună au o acțiune bactericidă, micobactericidă, fungicidă, virucidă și sporicidă, acționând în doar 10 minute. Aditivii organici de stabilizare prezenți în produs fac ca soluțiile de STERIL-C să fie stabile și să poată fi utilizate într-un interval de până la 30 de ore de la preparare și până la 48 de ore de la preparare pentru dezinfectie de nivel mediu sau scăzut. Un agent activ la nivelul suprafeței îi permite contactul cu orice tip de membrane fosfolipidice, favorizând pătrunderea componentelor de sterilizare în structura celulară și distrugerea tuturor tipurilor de microbi, chiar și în prezența materialului organic (sânge, puroi, urină, fecale). DOZAJ ȘI UTILIZARE: O soluție de STERIL-C cu concentrația de 2% (20 grame/l