

Desident CaviCide 5 L

I.D.: 61050193

Data publicarii	16.09.21	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	500,00 RON - 500,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Indicatii de utilizare: Indicat pentru faza de prespalare a suprafetelor dispozitivelor dentare si medicale inaintea dezinfectarii: Indepartati murdaria si petele mari. Pulverizati Desident CaviCide direct pe suprafetele dentare/medicale astfel incat sa ramana vizibil umed 30 secunde. Apoi stergeti suprafetele cu un servet/prosop. Indicat pentru faza de prespalare a dispozitivelor dentare si medicale inaintea dezinfectarii: Indepartati murdaria si petele mari. Faza de prespalare: Asezati dispozitivele dentare/medicale intr-un recipient. Pulverizati Desident CaviCide pe toate suprafetele dispozitivelor dentare/medicale astfel incat sa ramana vizibil umed timp de 30 de secunde. Indepartati si clatiti dispozitivele dentare/medicale. Apoi urmati procesul de dezinfectare recomandat. Solutie de prespalare pentru baia cu ultrasunete: Spalati sub jet de apa dispozitivele dentare/medicale pentru indepartarea reziduurilor sau petelor mari. Adaugati 30 ml Desident CaviCide la un litru de apa in baia cu ultrasunete. Imersati dispozitivele dentare/medicale in solutie si porniti baia cu ultrasunete pentru 5 minute sau mai mult, daca este necesar. Scoateti din baie si clatiti dispozitivele. Apoi urmati procesul de dezinfectare recomandat. Aruncati solutia dupa fiecare utilizare. Solutie pentru prespalarea manuala: Spalati sub jet de apa dispozitivele dentare/medicale pentru indepartarea rezidurilor sau petelor mari. Adaugati intr-un recipient 30 ml Desident CaviCide la un litru de apa
