

Test Rapid COVID-19 Antigen Lateral Nazal / TESTE COVID

I.D.: 100514615

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.07.24 | Coduri CPV | 38500000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 250,00 RON - 250,00 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Conditii refuzate: Test Rapid COVID-19 Antigen Lateral Nazal FlowFlex 1 buc Acest test se utilizeaza pentru a detecta prezenta antigenilor SARS-Cov-2 din specimenul prelevat. Poate fi utilizat pentru monitorizare in cazul simptomelor caracteristice COVID-19. RAPID. EXACT. UȘOR DE UTILIZAT. DE ÎNCREDERE. Mai usor de utilizat de catre elevi si studenti Mai potrivit in activitati ce necesita monitorizare continua Specimen prelevat: Anterior Nazal (2,5 cm) Aprobat pentru autotestare în anumite zone din Comunitatea Europeană Aprobat de Comisia Europeană Listat în BFARM (Germania) Depistează inclusiv tulpinele Delta și Omicron Avizat A.N.M.D.M.R. Timp de testare: Rezultat afișat în 15 min. Valabilitate: 24 luni Depozitare: 2-30°C Performante clinice: Sensibilitate: 97,10% Specificitate: 99,50% Acuratete: 98,80% Continut pachet: 1x caseta de testare 1x betisor de unica folosinta (swab) 1x instructiuni pentru utilizare (RO) 1x tub sigilat cu solutie, pentru tamponul de extractie 1x capac cu picurator 1x punga pentru deseuri Instructiuni Spălați sau dezinfectați mâinile. Asigurați-vă că acestea sunt uscate înainte de a începe testul. Citiți instrucțiunile kitului de testare rapidă a antigenului SARS-CoV-2 înainte de utilizare. Verificați data expirării imprimată pe punga de folie a casetei. Deschideți punga. Verificați dacă pe casetă se află fereastra de rezultat și recipientul pentru specimen. Un eșantion de tampon nazal poate fi colectat de către o persoană în vârstă de peste 18 ani. Copii