

BALON RESUSCITARE/RUBEN COPII

I.D.: 79675619

Data publicarii	10.03.23	Coduri CPV	35112000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 750,00 RON - 750,00 RON

Descriere: Balon de resuscitare pentru copii, din PVC, cu tub de oxigen 200 cm, masca nr.2, capacitate rezervor 600ml Masca din PVC este transparenta, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfecta la fata pacientului. Este format din balon resuscitare, cu tub de oxigen si punga conectoare. Produsul nu este steril, 100 % fara latex, cu valva de siguranta. Instructiuni de folosire: Se extinde sacul de resuscitare in intregime (pentru adulti si versiunea pediatrica), inainte de utilizarea balonului. Urmariti actiunea supapei pe durata comprimarii balonului. Conectati supapa in orificiul mastii. In cazul in care reanimarea se efectueaza cu o concentratie mare de oxigen, extindeti in intregime tubul de oxigen, atasati adaptorul la duza de oxigen adecvata. Conectati sacul rezervorului. Setati ca fluxul de oxigen sa nu depaseasca 15 LPM sau la comanda unui medic. 1. Deschideti gura pacientului si curatati caile aeriene de toate materiile straine si fluide. Se recomanda utilizarea unui aspirator de urgenta. Se inclina capul complet in spate si impingeti maxilarului in sus, cu gatul intins, pentru a deschide caile respiratorii. 2. Pentru a ajuta la ventilare, poate fi benefica insertia unei inrubari artificiale. Aveti grija ca limba sa nu fie impinsa in spate si, prin urmare, sa obstructioneze caile. 3. Tineti masca strans pe fata pacientului, acoperind gura si nasul, inclinati capul complet pe spate tinand masca si ridicati maxilarul spre inainte. Stoarceti punga usor si urmariti cu
