

Test Rapid De Sarcina (HCG), Midstream (Stilou), 1 Buc, Realy Tech

I.D.: 99578171

Data publicarii 01.07.24 Coduri CPV 33696500-0

Pretul estimativ: 145,00 RON - 145,00 RON

Descriere: Test Rapid de Sarcina (hCG), Midstream, 1 buc, Realy Tech - Testul rapid hCG Midstream (Urină) este un test de diagnostic in vitro, pentru detectarea calitativă a concentrației de gonadotropină corionică umană din urina umană. Doar pentru diagnostic in vitro. Materiale Incluse in Kit: - Dispozitiv de Testare (Midstream) - Instructiuni de Utilizare (Prospect) Sumar Instrucțiuni (înainte de utilizare citiți instrucțiunile complete aflate în interiorul cutiei): - Lăsați dispozitivul de testare, proba de urină și/sau controalele să se echilibreze la temperatura camerei (15-30°C) înainte de testare. - Țineți capătul rotund al capacului cu o mână. Folosiți cealaltă mână pentru a scoate testul Midstream și a expune absorbantul. - Îndreptați vârful absorbant în jos. Puneți vârful absorbant în jetul de urină timp de cel puțin 10 secunde pentru a fi bine umezit. În caz contrar, se poate colecta urina într-o cană curată și înmuia jumătate din tamponul absorbant în urină cel puțin 10 secunde. INTERPRETARE REZULTAT - Refaceți capacul la mijlocul fluxului și așteptați să apară linia (liniile) colorată (colorate). Rezultatul trebuie citit la 5 minute. Nu interpretați rezultatul după 10 minute. - REZULTAT NEGATIV: O linie colorată apare în regiunea liniei de control (C). Nu apare nicio linie în regiunea liniei de testare (T) - REZULTAT POZITIV: Apar două linii: O linie colorată în regiunea liniei de control (C) și o altă linie în regiunea liniei de testare (T), indiferent de intinsitatea