

## **Saltea antiescara / antidecubit calitate superioara (pompa + saltea)**

I.D.: 60968338

Data publicarii 15.09.21 Coduri CPV 39143112-4 39522510-5

Pretul estimativ: 18.000,00 RON - 18.000,00 RON

Descriere: Saltea cu bule proiectată pentru tratamentul și prevenirea stării de durere la presiune în terapii pe termen scurt și domiciliare. Salteaua din PVC este compusă din 130 de celule cu bule înalte de 7 cm, deosebit de confortabile. Se poate fixa la pat prin clapete suplimentare atât pe partea superioară, cât și pe cea inferioară. Rezistența la frig -30 grade. Lungimea clapelor: 50 + 50 cm (sus + jos). SISTEM POMPĂ Pompa silențioasă specială pentru o reglare excelentă a presiunii printr-un buton de pe panoul frontal. Poate fi agățată de orice fel de cadru de pat de spital cu ajutorul a două cârlige reglabile. Specificatii tehnice Saltea cu bule: • Dimensiune totală: 200 x 90 x 7 cm • Înălțimea celulei: 7 cm (2.7 ") • Material: PVC • Grosime: 0,32 mm • Numărul de celule: 130 • Potrivit pentru persoane de până la: 135 kg Sistem de pompare: • Dimensiune: 25 x 12 x 10 cm • Tensiune de funcționare: 220 V, 50 Hz • Presiune de lucru: 40-100 mmHg • Leșire aer: 6-7 litri / min • Timp ciclu: 6 min • Carcasă din plastic: Taiwan chimei ABS • TUV-CE IEC / EN60601-1; 60601-1-2 PUNEREA IN FUNCTIUNE: 1. Se aseaza salteaua pe pat, astfel incat furtunele de conectare sa fie in zona picioarelor pacientului. 2. Sistemul de pompare se poate agata cu ajutorul carligelor de rama patului, sau se poate aseza pe o suprafata plata. 3. Se conecteaza furtunele saltelei la mufele de iesire ale sistemului de pompare, aflate pe partea laterala a aparatului. 4. Se conecteaza sistemul de pompare la priza d