

Kit 1 test rapid cu antigen (1 persoana) SARS-CoV-2 (imunocromatografie cu aur coloidal)

I.D.: 54234421

Data publicarii 11.02.21 Coduri CPV 33141625-7

Pretul estimativ: 3.500,00 RON - 3.500,00 RON

Descriere: Componente Produsul constă din folii de testare, instrucțiuni de utilizare, soluție de tratare a probelor. Fiecare pungă de folie de testare include o folie de detectare a antigenului SARS-CoV-2 și un plic anti-umiditate. Folia de testare constă dintr-o peliculă standard de aur (acoperită cu anticorp monoclonal proteic SARS-CoV-2 N marcat cu aur coloidal), peliculă de probă, membrană de nitroceluloză (zona de testare (T) este acoperită cu un anticorp monoclonal proteic SARS-CoV-2 N; zona de control al calității (C) este acoperită cu anticorp anti-șoarece de capră), hârtie absorbantă și carton rigid hidrofob. Metoda de testare Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a efectua testul. Înainte de testare, aduceți reactivii și proba la temperatura camerei. 1. În timpul prelevării, capul bețișorului trebuie introdus complet în cavitatea nazală și rotit ușor de 5 ori. După îndepărtare, capul bețișorului trebuie introdus în cealaltă cavitate nazală în același mod pentru a ne asigura că sunt prelevate suficiente probe. 2. Înainte de test, stratul de protecție adeziv pe două fețe trebuie îndepărtat pentru a preveni stropirea cu lichid. Dacă stratul de protecție adeziv pe două fețe este rupt după adăugarea diluantului, este ușor să stropiți cu lichid. 3. Introduceți proba pe la baza zonei B către zona A. Adăugați 6 picături de diluant în zona A. Nu picurați diluant în celelalte zone. Rotiți bețișorul de două ori în fiecare direcție. 4. În timpul testului, fo