

---

## **LOT 4 - ANIOSPRAY QUICK - DEZ. RAPID PT SUPR. SI AEROMICROFLORA (Anuntul pub. nr. ADV1071907)**

I.D.: 38964956

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.10.19 | Coduri CPV | 24959100-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 280,00 RON - 280,00 RON

---

Descriere: Dezinfectant pulverizabil INDICATII: ANIOSPRAY QUICK este un dezinfectant rapid dispozitive medicale curatate in prealabil si rezistente la alcool. MOD DE UTILIZARE: Produs gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare. ANIOSPRAY QUICK poate fi utilizat cu un pulverizator manual. Pulverizati uniform pentru obtinerea unui film antimicrobial uniform. Timp de contact minim 30 de secunde. PROPRIETATI MICROBIOLOGICE: Bactericid: SR EN 1040, SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 14561, inclusiv MRSA - 30 de secunde Micobactericid SR EN 14348 ; SR EN 14563 - Micobacterium terrae - 30 de secunde SR EN 14348 ; SR EN 14563 - Micobacterium avium - 5 minute Fungicid SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - Candida albicans - 30 de secunde SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - Aspergillus niger - 5 minute Virucid : HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Vaccinia virus, Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus H1N1 - 30 de secunde PRECAUTII LA UTILIZARE: Cititi fisa de securitate si eticheta. „Inflamabil” - respectati precautiunile de utilizare stabilite de Directiva Europeana 99/45/CE. APARAT DE PULVERIZARE: Pulverizator manual. Produs de uz extern. Inflamabil. Nu trebuie depozitat sau pulverizat în apropierea surselor de foc. A nu se fuma. În cazul contactului cu ochii clatiti imediat cu multa apa. În caz de ingerare consultati de urgenta un medic, aratându-i eticheta. A nu se lasa la îndemâna copiilor. PREZENTARE: Flacoane de 1L.

---