

---

## **Detergent dezinfectant suprafete spumant, Performant D, dezodorizant, BIOCIDE (1l concentrat)**

I.D.: 47908015

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.07.20 | Coduri CPV | 24455000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: Detergent dezinfectant suprafete spumant, Performant D, dezodorizant, BIOCIDE (1l concentrat) PERFORMANT D este recomandat pentru curatarea si dezinfectarea echipamentelor medicale, a suprafetelor din faianta, gresie, sticla, ciment, marmura si linoleum din spitale, cabinete medicale, laboratoare de analize, sali de asteptare, etc. Este indicat si pentru curatarea si dezinfectarea pubelelor de gunoi, a platformelor de depozitare a acestora, a grupurilor sanitare, a bailor, etc. Prin diluarea a 25 ml PERFORMANT D in 10 L apa se obtine o solutie cu efect : - bactericid si fungicid dupa un timp de contact de 5 minute ; - bactericid, fungicid si virulicid dupa un timp de contact de 60 minute. Prin diluarea a 200 ml PERFORMANT D in 10 L apa se obtine o solutie cu efect micobactericid si tuberculocid dupa un timp de contact de 15 minute. Documente de referinta STAS 35/1981 - Titei, produse petroliere, semisolide si solide. Determinarea densitatii. STAS 8619/3 / 1990 - pH-metrie. Determinarea eletrometrica a pH-ului solutiilor apoase. SR 7573/1995 - Optica si instrumente optice. Refractometrie. Determinarea indicelui de refractie cu refractometrul Abbe. Directiva 93/42EEC (HGR 911/2005 Stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a dispozitivelor medicale ). SREN ISO 14971/2007 Dispozitive medicale : Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale. Produsul PERFORMANT D face parte din clasa II a. Compozitia chimica Component Concentratie (%) Alco

---