

Test Rapid Combo Adenovirus Rotavirus, 1 Buc, Realy Tech

I.D.: 101821491

Data publicarii	22.08.24	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	174,00 RON - 174,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Test Rapid Combo Adenovirus Rotavirus, 1 buc, Realy Tech - Acesta este un dispozitiv in-vitro (IVD) de testare rapida, pentru detectarea calitativă a antigenelor de adenovirus și rotavirus în proba de scaun uman. Doar pentru uz profesional. Materiale Incluse in Kit: - Caseta de testare - Tuburi de colectare a probelor cu tampon de extractie - Picuratoare - Instructiuni de Utilizare (Prospect) Sumar Instrucțiuni (înainte de utilizare citiți instrucțiunile complete aflate în interiorul cutiei): - Lăsați testul, tubul de colectare a probei, proba și/sau controalele să se echilibreze la temperatura camerei (15-30 °C) înainte de testare. - Colectați fecalele într-un recipient curat și uscat pentru colectarea probelor. Cele mai bune rezultate vor fi obținute dacă analiza este efectuată în termen de 6 ore de la colectare. - Deșurubați capacul tubului de colectare a probei, apoi înțepați aleatoriu bastonul de colectare a probei în proba fecală în cel puțin 3 locuri diferite. Nu scoateți proba fecală. - Înșurubați și strângeți capacul pe tubul de colectare a probei, după care agitați bine tubul de colectare a probei, pentru amestecarea probei și a tamponului de extracție. - Îndepărtați dispozitivul de testare din pungă sigilată și utilizați-l cât mai repede posibil. Nu atingeți membrana benzii. - Mențineți tubul de colectare a probei pe verticală, apoi deșurubați și deschideți capacul superior. ACHIZITIA PRIN SEAP TINE LOC DE COMANDA FERMA
