

## Test antigen, Covid-19

I.D.: 89205865

---

Data publicarii	09.11.23	Coduri CPV	33124130-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	160,00 RON - 160,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: Test antigen, Covid-19, 25 buc/cutie KIT DE TESTARE RAPIDĂ ANTIGEN COVID-19 Kitul de testare antigen COVID-19 este utilizat pentru detectarea calitativ a antigenelor noului coronavirus (COVID-19) în probe de tampon nazofaringian și tampon orofaringian uman. Conține: 25x Dispozitiv de testare 25x Tampon de extracție a probei 25x Tuburi de extracție 25x Vârfuri picurătoare 25x Tampoane 1x Manual de utilizare Instrucțiuni: Prelevarea de secreții nazale Introduceți cu atenție tamponul în nara pacientului, ajungând la suprafața posterioară a nasofaringelui, care prezintă cea mai mare secreție sub inspecție vizuală. Treceți tamponul peste suprafața nazofaringelui posterior. Rotiți tamponul de mai multe ori. Extrageți tamponul din cavitatea nazală Prelevarea de secreții din gât: Introduceți tamponul complet din gură în gât, centrându-vă pe partea roșie a peretelui gâtului și pe amigdalele maxilare. Frecați moderat amigdalele bilaterale ale gâtului și peretele gâtului. Evitați atingerea limbii și extrageți tamponul. Procedura de testare: Extracția probei Adăugați 0,5 ml (aproximativ 10 picături) de tampon de extracție a probei în tubul de extracție. Introduceți tamponul în tubul de extracție care conține 0,5 ml de tampon de extracție. Rotiți tamponul de cel puțin 6 ori în timp ce apăsați capul pe partea inferioară și laterală a tubului de extracție. Lăsați tamponul în tubul de extracție timp de 1 minut. Strângeți tubul de mai multe ori cu degetele din exteriorul tubului pentru

---