

## Masca FFP3 fara valva

I.D.: 62431596

---

Data publicarii	26.10.21	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	780,00 RON - 780,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: MASCA PROTECTIE - FFP3 fara valva Pentru a va proteja sanatatea si pentru a preveni ranirea grava sau mortal este important sa CITITI si sa urmati instructiunile furnizate de producator. Masca de protectie Hermes FFP3 clasa N99 filtreaza minim 99% din contaminantii aerieni. Atunci când este utilizat corect, protejează împotriva particulelor mici, cum ar fi bacteriile și virușii, inclusiv coronavirusul. Masca filtrului de praf de nivel FFP3 clasa N99 filtrează cel puțin 99% din poluanții atmosferici Va rugam sa aveti in vedere toate AVERTIZARILE tiparite pe acest ambalaj. MOD DE UTILIZARE: • Tineti masca in mana cu partea metalica in sus. Permeteti elasticului sa fie liber. • Pozitionati masca sub barbie, acoperind gura si nasul. • Prindeti elasticile in spatele urechilor. • Apasati clema metalica pana cand aceasta se muleaza pe forma nasului. • Pentru a verifica daca masca este pozitionata corect puneti ambele maini in dreptul fetei si expirati puternic. • Daca simtiti aer in jurul mastii, repositionati masca si repetati procedura pana cand aceasta este pozitionata corect. Verificați dacă interiorul sau exteriorul dispozitivului de protecție nu prezintă rupturi sau găuri LIMITARI: Nu se foloseste in medii care contin mai puțin de 19,5% oxygen; Nu se utilizeaza in medii care pot pune in pericol viata si sanatatea; Nu depasiti concentratiile maxime de utilizare stabilite prin standardele de conformitate; Utilizarea si intretinerea incorecta a acestui produs poate provoca ranire

---