
Tub rectal / Canula rectala / Canule rectale

I.D.: 97073353

Data publicarii	09.05.24	Coduri CPV	33141220-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 134,00 RON - 134,00 RON

Descriere: Canula rectala PRIMA, 30 cm, sterila, are cap specific, varf cilindric, 2 ochi laterali si este utilizata in cabinete medicale, clinici si spitale la clisma. Marimi: - CH18(rosu) - CH20(galben) - CH22(albastru) - CH30(negru) - CH25(rosu) - CH28(verde) Instructiuni de folosire: Lubrifiatii canula rectala pe o lungime de 5-7 cm. Indepartati fesele pacientului cu mana stanga iar cu mana dreapta introduceti canula 7-10 cm prin anus in rect, perpendicular pe suprafata subadiacenta, cu varful indreptat inainte, in directia vezicii urinare, prin miscari de rotatie, pana invingeti rezistenta sfincterului anal. Daca rezistenta se mentine si dupa trecerea de anus, lasati sa se scurga o cantitate mica din solutia pentru clisma, retrageti putin canula si apoi continuati introducerea, rugand pacientul sa respire adanc de cateva ori - Nu fortati introducerea canulei !!! Indreptati varful canulei in axul ampulei rectale. Deschideti circuitul si introduceti solutia incet, pe o perioada de 5 - 10 minute, comunicand in permanenta cu pacientul pentru a afla cum se simte. Inainte de terminarea solutiei pensati tubul, extrageti canula rectala si asezati-o in tavita renala. mod ambalare: 50 bucati
