

## Dezinfectant pt. Instrumentar concentrat 5 L Gigasept ® AF Forte

I.D.: 59596476

Data publicarii	04.08.21	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 788,28 RON - 788,28 RON

Descriere: Gigasept ® AF forte este un produs concentrat și se utilizează diluat cu apă rece până la concentrația lucru dorită. Dozaj: În funcție de gradul de eficacitate de 0,75% - 5%. Exemplu de utilizare: 1 litru de soluție de lucru de 5% corespunde la 950 ml de apă și 50 ml de Gigasept ® AF forte. Imersați instrumentele care urmează să fie dezinfectate în Gigasept ® Soluție AF forte imediat după utilizare. Asigurați-vă că toate suprafețele sunt complet umezite și permiteți-le să se înmoaie în soluție. După utilizare, clătiți cu atenție / spălați instrumentele cu apă care are, de preferință cu apă sterilă distilată sau demineralizată, pentru a îndepărta complet resturile soluției de lucru. Nu depășiți timpii de contact și concentrațiile indicate. Rețineți recomandările de tratament furnizate de producătorii de instrumente. Reglementările naționale pot solicita ca curățarea și dezinfecția să se efectueze în două etape de proces separate. Nu este potrivit pentru dezinfectarea finală a dispozitivelor medicale semicritice și critice! Timp permanent: Soluția de lucru poate fi utilizată timp de 7 zile, când este utilizată doar pentru dezinfectarea instrumentelor curățate anterior. Dacă soluția de lucru este utilizată pentru curățare, reglementările naționale pot limita intervalul de timp în care soluția poate fi utilizată. Eficacitate microbiologică Eficacitate Concentrație Timp de contact bactericide EN13727, EN14561, în conformitate cu VAH - condiții murdare 2% (20 ml / l)