
Dezinfectant de nivel inalt -rapid pt. INSTRUMENTAR si dispozitive medicale RELY+ON PERASAFE

I.D.: 62935667

Data publicarii	11.11.21	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.140,00 RON - 1.140,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale, produs in UK la cele mai inalte standarde Rely+on PeraSafe prezinta o remarcabila actiune biocida, un sistem unic de inhibitor de corozione si un profil favorabil mediului si sigurantei operatorului. Este ideal pentru dezinfectarea endoscoapelor, sondelor de ultrasunete si a altor dispozitive medicale reutilizabile, non-invazive, sensibile la caldura. Rely+ on PeraSafe este dezvoltat in mod special pentru decontaminare rapida cu spectru larg impotriva virusurilor, micobacteriilor, bacteriilor, fungilor si sporilor. Pulberea de Rely+On PeraSafe genereaza acidul peracetic in situ cand este dizolvata in apa. PH-ul neutru al solutiei combina eficacitatea biocida a acidului peracetic cu excelenta compatibilitate materiala si permite decontaminarea rapida si repetata a microorganismelor patogene din instrumentele si dispozitivele medicale sensibile la caldura, reutilizabile. Mod de utilizare: Dilutie:1,62% (efect in 15 min). Etapa 1:Umpleti un container cu volumul corespunzator de apa calduta de la robinet (30-35 grade Celsius). Etapa 2:Pregatiti solutia prin adaugarea a 81 grame pulbere Rely On PeraSafe la fiecare 5 litri de apa. Etapa 3:Amestecati pana ce pulberea se dizolva pentru a forma o solutie albastra (10-15 minute.) Etapa 4:Asigurati clatirea temeinica dupa curatarea prealabila in vederea indepartarii oricarui reziduu de detergent. Valabilit. solutie lucru este 24 ore / numarul maxim de utilizari este de 20 de
