

Burete hemostatic 80/50/10 mm

I.D.: 37020885

Data publicarii	04.07.19	Coduri CPV	33914000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	660,00 RON - 660,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Este sterilizat cu radiatii gamma. Indicatii: se aplica direct în situ sau cu o ușoară presiune. Fiind uscat sau umezit in prealabil cu o solutie salina sterila, se aplica presand usor pe rana curatata, pana adera. Buretele hemostatic poate fi lasat in situ sau indepartat imediat dupa hemostaza. Este absorbit complet in aproximativ 3 saptamani. Cantitatea de burete aplicata depinde proportional de dimensiunea ranii. Buretele poate fi taiat in fasii de dimensiunea dorita cu o foarfeca sterile. Are o aderenza slaba la tifon, tampoane sau retractoare. Atentie: Inainte de folosire, verificati daca este sigilat. Sterilitatea este garantata daca ambalajul este mentinut uscat si nedeteriorat. Aplicati imediat dupa deschiderea ambalajului. Utilizati buretele inainte de data expirarii tiparita pe ambalaj. Cand aplicati buretele hemostatic trebuie mentinute conditiile aseptice. Buretele nu poate fi re-sterilizat, resturile trebuie aruncate. Actiunea hemostatica a buretelui nu permite neglijarea procedurilor de hemostaza (sutura, presiune si ligatura). Cand este introdus in cavitati, este recomandat ca acesta sa fie comprimat, din moment ce absorbtia lichidului determina buretele hemostatic sa se extinda, iar aceasta expansiune poate exercita o presiune asupra structurilor din jur. In Neurochirurgie, buretele hemostatic nu trebuie lasat in cavitati inchise, deoarece poate cauza compresie asupra tesutului nervos in momentul expansiunii. Ca si toti buretii hemostatici din gelatina, este de
