

## ANIOSPRAY QUICK

I.D.: 54017719

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 04.02.21 | Coduri CPV | 33631600-8 24455000-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

Pretul estimativ: 658,00 RON - 658,00 RON

---

Descriere: dezinfectant rapid dispozitive medicale curatate in prealabil si rezistente la alcool. Produs gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare. ANIOSPRAY QUICK poate fi utilizat cu un pulverizator manual. Pulverizati uniform pentru obtinerea unui film antimicrobian uniform. Timp de contact minim 30 de secunde.COMPOZITIE CALITATIVA: Solutie hidroalcoolica (etanol 55%) Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium (0,1%) PROPRIETATI TEHNOLOGICE: Produs gata de utilizare; Solutie incolora, fara miros; Densitatea 0,9 ; pH - ul produsului la +20° C ~ 5,5; Stocare: intre 5 - 25 °C PROPRIETATI MICROBIOLOGICE: Bactericid: SR EN 1040, SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 14561, inclusiv MRSA - 30 de secunde Micobactericid SR EN 14348 ; SR EN 14563 - Micobacterium terrae - 30 de secunde SR EN 14348 ; SR EN 14563 - Micobacterium avium - 5 minute Fungicid SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - Candida albicans - 30 de secunde SR EN 1275, SR EN 13624, SR EN 14562, - Aspergillus niger - 5 minute Virucid : HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Vaccinia virus, Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus H1N1 - 30 de secunde PRECAUTII LA UTILIZARE: Cititi fisa de securitate si eticheta. „Inflamabil” - respectati precautiunile de utilizare stabilite de Directiva Europeana 99/45/CE. APARAT DE PULVERIZARE: Pulverizator manual. Produs de uz extern. Inflamabil. Nu trebuie depozitat sau pulverizat în apropierea surselor de foc. A nu se fuma. În cazul contactului c

---