

Electrocauter taiere si cauterizare chirurgicala cu 2 butoane, cablu 3 m, stecher cu 3 pini

I.D.: 89860793

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 22.11.23 | Coduri CPV | 44111600-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.037,00 RON - 1.037,00 RON

Descriere: Electrocauter / Bisturiu Universal, taiere si cauterizare cu 2 butoane, cablu 3 m, stecher cu 3 pini Se foloseste in cadrul tuturor sectiilor din spitale, clinici, incluzand sectii de terapie intensiva si servicii de ambulanta pentru taierea tesutului pe durata procedurilor chirurgicale. Caracteristici Sterilitatea este garantata cu exceptia cazului in care s-a trecut de data expirarii sau ambalajul este deteriorat. Electrocul neutru pentru electrocauter trebuie sa fie aplicat in mod corespunzator la pacient inainte de a utiliza acest electrocauter pentru operatie. A se pune creionul intr-un loc sigur si pastrati-l izolat de pacient atunci cand este temporar nefolosit. Folositi creionul imediat dupa deschiderea ambalajului. Varful poate fi sterilizat in autoclav la maxim 138°C. Purtati echipament de protectie corespunzator. Nu puneti materialul contaminat in ambalajul original. Nu mancati, beti, fumati atunci cand folositi aparatul. Spalati-va bine dupa manipulare. Instructiuni de folosire Introduceti stecherul electrocauterului in generator. Scoateti mansonul de protectie de pe electrod. Asigurati-va ca electrodul este bine fixat. Verificati butoanele galben si albastru sa functioneze bine Butonul galben este folosit pentru taiere. Butonul albastru este folosit pentru coagulare Dupa operatie opriti alimentarea si plasati-l in cos de gunoi. Instructiuni de Securitate ATENTIE! Produsul NU se conecteaza direct la priza de curent de 230V/380V. Tineti departe de foc! Evitati con
