

## Indicator biologic sterilizare cu abur autoclav

I.D.: 78246748

---

Data publicarii	06.02.23	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	1.800,00 RON - 1.800,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Oferta refuzata: Indicator biologic G. Stearothermophilus Indicator biologic pentru controlul eficientei sterilizarii la autoclav (1 fiola) Contine spori bacterieni viabili din Geobacillus Stearothermophilus inoculati in hartia de filtru plasata in interiorul fiolei. Se foloseste la sterilizare cu abur 121-135°C. Daca toti sporii au fost distrusi culoarea ramane neschimbata. In caz contrar culoarea se va schimba. Diametru fiola 11 mm. Denumire: Indicator biologic Geobacillus Stearothermophilus, 1 fiola Culoare suspensie: violet Compozitie material: Fiola cu suspensie ce contine spori de Geobacillus Stearothermophilus Caracteristici Indicator pentru verificarea sterilizarii in autoclav. Prezenta sporilor de Geobacillus stearothermophilus este detectata vizual, prin schimbarea de culorii (din violet in galben). Schimbarea colorii in galben indica faptul ca procesul de sterilizare a esuat. Interpretarea corecta a rezultatelor negative (mediul ramane violet) se realizeaza dupa 48 de ore de incubatie. Instructiuni de folosire: 1. Se scrie pe fiola data și nr transei de sterilizare. 2. Puneti fiola de indicator intr-o punga de sterilizare alaturi de materialul de sterilizat 3. Puneti in tava de sterilizare și plasati indicatorul in zona din autoclav unde sterilizarea completa se efectueaza cu dificultate, in general pe raftul inferior, langa usa. 4. Programati autoclavul la temperature și presiunea din manualul de utilizare al acestuia și porniti procesul de sterilizare 5. Dupa terminarea ciclului

---