

Termometru clasic fara mercur - Minut

I.D.: 98996938

Data publicarii	18.06.24	Coduri CPV	38412000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 49,89 RON - 49,89 RON

Descriere: Termometru clasic fara mercur Termometrul fara mercur este un dispozitiv medical cu functie de masurare a temperaturii corporale, simplu de utilizat, non toxic si sigur. Instructiuni de folosire Pentru o functionare corecta, temperatura ambientala la care acesta functioneaza trebuie sa fie intre 20 si 30??C. Daca temperatura este mai mica de 20??C, puneti termometrul intr-o camera a carei temperatura este intre 20 si 30??C pentru cel putin 1-2 ore sau la o temperatura intre 30 si 35??C pentru cel putin 10 minute inainte de utilizare. Temperatura de pastrare si transportare trebuie sa fie mai mica de 42??C. Dezinfectati termometrul inainte si dupa utilizare. Scuturati termometrul utilizand dispozitivul special de scuturat, pana cand coloana termometrului este coborata sub ultimul reper marcat cu cifra pe scala acestuia, tinandu-l bine in mana, pentru a evita spargerea acestuia. Se aseaza termometrul sub bra???? astfel incat partea interioara a termometrului sa fie in contact total cu pielea. Tineti bratul strans. Pentru folosirea orala a acestuia, puneti termometrul sub limba. A nu se folosi pentru luarea temperaturii pe cale orala la copii sub 10 ani. Dupa utilizare scuturati termometrul utilizand dispozitivul special de scuturat si introduceti-l in cutia acestuia pentru o protectie sporita. Nu este proiectat pentru copii prematuri sau pentru determinarea perioadei de ovulatie. Timpul mediu pentru masurarea temperaturii este de 5 minute. Nu lasati termometrul la indemana cop
