

Solutie pentru suprafete si instrumentar medical Anioxy Spray WS

I.D.: 68355654

Data publicarii	19.04.22	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 189,05 RON - 189,05 RON

Descriere: Dezinfectarea se face dupa curatare si se realizeaza prin pulverizarea uniforma a unei solutii pe baza de alcool pe suprafete. Una din cele mai importante caracteristici ale produselor de dezinfectare este timpul de contact necesar actiunii produselor dezinfectante, care trebuie sa fie cat mai scurt posibil. Un alt aspect important in dezinfectarea suprafetelor non-critice este timpul de uscare. ANIOXY-SPRAY WS este un detergent igienizant cu spectru larg de actiune, pentru suprafete si dispozitive medicale non-invazive termosensibile, ce nu pot fi tratate prin imersie. In conformitate cu standardele: • Bactericid: SR EN 1040, SR EN 13727 - 5 minute • Tuberculocid: SR EN 14563 - Micobacterium terrae - 60 minute • Levuricid: - SR EN 1275, SR EN 13624 - Candida albicans - 5 minute • Fungicid: - SR EN 1275, SR EN 13624 - Aspergillus niger - 15 minute • Virucid: SR EN 14476 + A1 (Adenovirus, Poliovirus - 30 min), HBV - 15 min, HCV - 5 min. • Sporicid: SR EN 13704 (B. Subtilis - 60 min), SR EN 13697, SR EN 14561 (B. Subtilis - 60 min), SR EN 13697 (C. Difficile - 30 min) Date tehnice: Aspect: lichid limpede Culoare: incolor Densitate relativa [20°C]: 1 pH (in uz): 7,5 Mod de utilizare: Indepartati orice strat de murdarie. Aplicati prin pulverizare. Pentru igienizarea suprafetelor mici sau a obiectelor folositi produsul nediluat. Pulverizati uniform pentru obtinerea unui film antimicrobian. Stergeti bine suprafata ce se doreste a fi tratata. Timpul de contact variaza intre 5 si
