

---

## **KLINTENSIV detergent dezinfectant concentrat pentru instrumentar, suprafete, microaeroflora (1 litru)**

I.D.: 74388041

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.10.22 | Coduri CPV | 24455000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 4.104,00 RON - 4.104,00 RON

---

Descriere: Klintensiv detergent dezinfectant concentrat sub forma lichida, fara aldehide, pentru instrumentar medical, suprafete si micoraeroflora. Utilizare in domeniul medical. Substante active: hexametilenbiguanida, compusi de amoniu cuaternar, polimer, clorura de didecildimetilamoniu. Produs avizat de Ministerul Sanatatii prin Comisia Nationala pentru Produse Biocide, incadrat ca biocid in grupa 1, tip produs 2. Activitate: bactericida, levuricida, fungicida, virucida. Mod de uilizare: se dilueaza 2% (20 ml produs) la 1 litru de apa si se obtine solutia de lucru. - Pentru dezinfectia suprafetelor, se sterge suprafata cu o laveta inmuata in solutie dezinfectanta sau se pulverizeaza solutia dezinfectanta cu ajutorul unei pompe cu presiune peste suprafata contaminata, apoi se sterge cu o laveta umeda (stergere suprafete, 2% solutie de lucru, timp de actiune 10 minute). Pentru eficacitate fungicida se utilizeaza 2% solutie de lucru, timp de actiune 60 minute. - Pentru dezinfectia instrumentarului medical se imerseaza instrumentarul in solutie, iar dupa timpul de actiune recomandat se spala cu apa sterila (imersie instrumentar, 2% solutie de lucru, timp de actiune 5 minute). Pentru eficacitate fungicida se utilizeaza 2% solutie de lucru, timp de actiune 60 minute. - Pentru dezinfectia suprafetelor pe cale aeriana se aplica solutia dezinfectanta prin pulverizare sau nebulizare (ceata rece) in focare epidemiologice inainte de instituirea masurilor de curatare sau curatenie (prin nebulizar

---