
Servetele dezinfectante pt. echipamente medicale cu efect bactericid, tuberculocid si sporicid

I.D.: 67044818

Data publicarii	07.03.22	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 175,00 RON - 175,00 RON

Descriere: Șervețele fără alcool gata de utilizare pentru dezinfecția rapidă și curățarea dispozitivelor medicale Șervețele fără alcool pentru dezinfecția și curățarea dispozitivelor medicale non-invazive și a suprafețelor sensibile la alcool. Șervețelele Sterisept au un spectru larg de activitate bactericidă (incl. MRSA, VRE), micobactericidă și fungicidă. Produsul are de asemenea, acțiune asupra virusurilor (incl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia și Rota) și sporilor (incl. Clostridium difficile). UTILIZARE: Șervețelele Sterisept sunt șervețele gata de utilizare. Ștergeți întreaga suprafață cu un șervețel impregnat, asigurând acoperirea completă. Timpul de contact este de cel puțin 60 de secunde sau în funcție de eficacitatea cerută. SPECTRUL DE ACTIVITATE MICROBIOLOGICĂ: Eficacitate Metoda de testare Timp de contact Bactericid (incl. MRSA, VRE) EN13727, EN14561, EN13697 1 min Levuricid EN13624, EN13697 1 min Bactericid și levuricid EN16615 1 min Micobactericid EN14348 5 min Toate virusurile incapsulate EN14476 0,5 min Rotavirus EN14476 5 min Fungicid EN13624 10 min SPORICID (C. Difficile) EN13704 15 min După utilizare, închideți imediat capacul pentru a preveni uscarea șervețelelor. 120 buc/CUT
