

## **Test Rapid Ag COVID Nazofaringian Orofaringian Teste Triplex TIB 25 Buc Rescunoscut DSP #1465**

I.D.: 62658059

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.11.21 | Coduri CPV | 33696500-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 3.750,00 RON - 3.750,00 RON

---

Descriere: Test Rapid COVID-19 Antigen Triplex Nazofaringian Orofaringian - TIB 25 Buc -> inclus in Lista Comuna a Comisiei Europene ID #1465 --- IN STOC ---- Dispozitivul de testare rapida COVID-19 este utilizat pentru detectarea timpurie a antigenelor nucleocapsidei (proteina N) SARS-CoV-2. Acest test este destinat laboratoarelor clinice si institutiilor medicale. Testul trebuie sa fie efectuat exclusiv de personal medical. Contine: - 25x card de testare - 25x solutie de extractie - 25x tub - 25x tampon de extractie - 1x manual de utilizare Caracteristici: - Specificitate: 100% - Acuratete: 99.58% - Senzitivitate: 98.33% - Poate detecta virusul SARS COV 2 in stadiu timpuriu, inclusiv varianta Delta Valabilitate: 24 luni Standarde: - EN ISO 13485: 2016, ISO 14971: 2019 - EN ISO 18113-1:2011, EN ISO 18113-2:2011 - EN 13612:2002, EN 13641:2002, EN 62366-1:2015 - ISO 15223-1:2016, ISO 23640:2015, ISO 10993 - Directive 98/79/EC Instructiuni de prelevare a probei: - Prelevare nazofaringiana: Introduceti cu grija tamponul in nara care prezinta secretii mai abundente. Pastrati tamponul la nivelul septului nazal si impingeti-l usor in nazofaringele posterior. - Prelevarea anterior nazala: Introduceti tamponul in nara aproximativ 1- 1.5 cm. Tamponati ferm membrana nazala, rotind tamponul circular de cel putin 4x, mentinandu-l in interiorul narii cel putin 10 secunde. - Saliva orofaringiana posteroara: Introduceti cu grija tamponul in zona orofaringiana, centrandu-l pe peretele faringelui, ,

---