
Test / teste / banda / benzi fluoresceina- imbibate in solutie 1,0 mg fluoresceină sodică

I.D.: 95532246

Data publicarii	01.04.24	Coduri CPV	33124131-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 100,00 RON - 100,00 RON

Descriere: Test fluoresceina- benzi oftalmice imbibate in solutie de fluoresceina pentru vizualizarea defectelor sau aberatiilor epitelului corneean • Disponibil ca benzi sterile în pungi individuale • Fiecare bandă este impregnată cu 1,0 mg de fluoresceină sodică • Ambalaj inovator deschis, cu folie transparentă pe o parte • Varianta certificată CE disponibilă și pentru evaluarea ajustării lentilelor de contact Instrucțiuni de folosire Instrucțiunile de utilizare și tehnica chirurgicală sunt furnizate sub formă de prospect cu instrucțiunile prezentate sub formă de diagramă, acolo unde este cazul. Sunt explicate și simbolurile internaționale utilizate pe ambalaj. Sterilizarea Produsele sunt sterilizate prin oxid de etilenă (EO) conform unui ciclu validat. Culori: alb Caracteristici: Teste Fluoro-Touch sunt realizate din hartie imbibata in solutie fluoresceina, ambalate steril Aplicatii Medical: Testele Fluoresceina sunt teste diagnostice utilizate in oftalmologie la: -potrivirea lentilelor de contact -determinarea presiunii intraoculare(cu aplonotonometru) -masurarea timpului de evaporare a filmului lacrimal (TBUT) -vizualizarea defectelor epitelului cornean Instrucțiuni de folosire: a) Desfaceti cu atentie plicul steril continand testul, conform instructiunilor: b) Puneti o picatura de apa distilata, BSS, sau anestezi local pe capatul colorat: colorantul trece in picatura, dar portiunea colorata se inmoaie, se intoaie, iar picatura tinde sa cada. Tineti testul cu varful in sus, astf
