

## Termometru Digital cu varf standard, in cutie plastic

I.D.: 41368860

Data publicarii	22.01.20	Coduri CPV	38412000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7,66 RON - 7,66 RON
-------------------	---------------------

Descriere: Instructiuni de folosire: 1. Apăsăți butonul On/Off de lângă display. Se va auzi un sunet și va apărea pe ecran , urmat de ultima temperatură înregistrată. După ce arată ultima temperatură, termometrul poate fi folosit. Notă: Dacă temperatura măsurată este mai mică de 32°C sau 90°F, pe ecran va apărea "Lo" iar dacă temperatura este mai mare de 42.9°C sau 109.9°F, pe ecran va apărea Hi. 2. Poziția termometrului în zona dorită (oral, rectal sau axilar) a) Utilizare orală: poziționați termometrul sub limbă, cum este indicat în imagine cu √. Închideți gura și respirați uniform pe nas pentru a preveni influențarea măsurătorii prin inspirarea/expirarea aerului. Temperatura normală este cuprinsă între 35.7°C și 37.7°C (97.2°F și 99.9°F) b) Utilizare rectală: lubrificați vârful argintiu al termometrului pentru o inserție mai ușoară. Introduceți încet vârful aproximativ 1 cm (mai puțin de ½") în rect. Temperatura normală este cuprinsă între 36.2°C și 37.3°C (96.3°F și 99.1°F) c) Utilizare axilară: asigurați-vă că subsoara este uscată. Poziționați termometrul la subsoară și strângeți ușor brațul către dumneavoastră. Din punct de vedere medical, această metodă va oferi mereu rezultate eronate și nu ar trebui folosită dacă se cer măsurători precise. Temperatura normală este cuprinsă între 35.2°C și 36.7°C (95.4°F și 98.1°F) 3. Semnul "grad" se va aprinde interminent în timpul procesului de testare. Prezenta tine loc de comanda ferma.