

Mediu Mac Conkey+Mediu Salmonella Shigella (SS)+Mediu Chapman solid+Mediu Geam Levine

I.D.: 73666132

Data publicarii 27.09.22 Coduri CPV 24931250-6

Pretul estimativ: 214,32 RON - 214,32 RON

Descriere: Agar Mac Conkey (Mac Conkey AGAR) 1.Compozitie: Peptona pancreatica 17 g Peptona peptica 3 g Lactoza 10 g Saruri biliare 1.5 g Clorura de sodiu 5 g Cristal violet 0,001 g Rosu neutru 0,03 g Agar bacteriologic 13.5 g pH = 7,1 ± 0,2 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu 3.Principiu si interpretare: Este un mediu de cultura diferential recomandat pentru detectarea si izolarea speciilor Enterobacterii SALMONELLA SHIGELLA AGAR (SS AGAR) 1.Compozitie: Peptona peptica 5g/l Extract de carne 5 g/l Lactoza 10 g/l Saruri biliare 8.50g/l Citrat de sodium 10.00g/l Tiosulfat de sodium 8.50g/l Citrat de fier 1.00g/l Verde brilliant 0.00033g/l Rosu neutru 0.025g/l Agar 15.00g/l 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu 3.Principiu si interpretare: Mediul este recomandat pentru izolarea Salmonella si Shigella din alimentele suspecte. MEDIU CHAPMAN SOLID(MEDIU HIPERCLORURAT SOLID) Mannitol Salt Agar 1.Compozitie: Proteose peptone 10 g/l Beef extract 1 g/l Clorura de sodium 75 g/l D-manita 10 g/l Rosu fenol 0.025g/l Agar 12 g/l 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu 3.Principiu si interpretare: Mediul este utilizat ca mediu selectiv de izolare a stafilococilor patogeni. Este recomandat pentru detectarea si numararea stafilococilor coagulazo-pozitivi din lapte si alte probe biologice. MEDIU GEAM LEVINE (EMB AGAR-EOSIN METHYLEN blue LACTOSE SUCROSE AGAR) 1.Compozitie: Peptona 10 g/l Lactoza 5 g/l Zaharoz 5 g/l Eosin Y 0.4 g/l Fosfat dipotasic 2.00 g/l Albastru de metile