

## **Cateter venos central 3 (trei) lumene antimicrobian - CERTOFIX Protect Trio V720 - cod 4163214P-07**

I.D.: 43900847

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.09.19 | Coduri CPV | 33170000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 16.724,00 RON - 16.724,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

---

Descriere: "Setul contine: 1. Ac de puncționare cu valvă laterală nedetasabila - 18G / 1,3mm x 70mm - permite introducerea ghidului prin ac fără a mai fi necesară detașarea seringii; 2. Ghidul metalic J (0,89mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F(2,4mm x 20cm)- canale tratat antimicrobian prin polimerizare cu polihexanide metacrilat: - lumene - distal 16G- debit 46 ml/min, priming 0,42ml - medial 18G- debit 22ml/min, priming 0,32ml - proximal 18G- debit 22ml/min, priming 0,30ml -Fabricat din PUR( poliuretan); -Suprafața internă și externă a cateterului este impregnată cu o substanță antibacteriană: polihexanide metacrilat (biuguanida); -Vârful cateterului atraumatic (soft); -Radioopac ,detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Aripioare fixe, la jonctiunea liniei de extensie cu cateterul propriuzis, pentru fixarea cateterului prin puncte de sutură; -Aripioare mobile pe lungimea cateterului pentru fixarea acestuia prin puncte de sutură la nivelul locului de puncție; 4. Linii de extensie transparente: - Prevăzute cu cleme pentru întreruperea temporară a perfuziei; - Toate liniile de extensie sunt prevăzute cu conectoare de tip luer-lock „needle- free”; 5. Valve acces tip

---