
Container / Casoleta sterilizare din aluminiu cu 2 filtru - 285x280x200 mm - Albastru

I.D.: 76590513

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.12.22 | Coduri CPV | 33169400-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 3.853,86 RON - 3.853,86 RON

Descriere: Casoleta pentru sterilizare de dimensiuni mici, realizata din aluminiu. Acest model are si capacul si fundul perforat, ceea ce duce la injumatatirea timpului necesar pentru procesul de sterilizare Specificatii tehnice - fund perforat - 2 filtre - culoare capac albastru - casoleta este autoclavabila la temperaturi de pana la 134°C si 2.2 bari ATENȚIE: În cazul în care indicatorii chimici de sterilizare nu sunt utilizați, atunci va fi necesar să luați alte măsuri organizatorice pentru garantarea validării sterilizării și pentru a evita ca recipientele ne-sterile să fie utilizate (eliberate) din greșeală. DUPĂ STERILIZARE Pentru a preveni eventualele incidente (arsuri, căderi etc.), nu manipulați cu mâinile fără mănuși recipientele calde. Recipientele nu trebuie să fie răcite prea rapid la temperatură ambientală (spre exemplu, nu le așezați pe suprafețe reci și nu le expuneți la curent de aer rece), deoarece o răcire externă excesiv de rapidă poate să ducă la recondensarea aburilor în interiorul recipientului, provocând o acumulare nedorită de condens. PĂSTRARE/TRANSPORT În practică, sterilitatea poate fi păstrată pentru o perioadă nelimitată cu ambalajul potrivit, în timpul păstrării în condiții controlate (temperatură, umiditate, filtrarea aerului etc.) în interiorul dulapurilor de spital corespunzătoare. Perioada de păstrare admisibilă va trebui stabilită de personalul responsabil cu igiena. Trebuie luate în considerare cerințele și recomandările standardului D
