



Recoltoare universale

I.D.: 58656943

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 06.07.21 | Coduri CPV | 33141600-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 250,00 RON - 250,00 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Recoltoare universale pentru: urina, sputa, sperma, coprocultura si alte fluide biologice. Sterile, ambalate individual. Capacitate: 60 ml Pentru urocultura recoltarea se face tot din prima urina de dimineata sau la cel putin 4 ore de la ultima mictiune (urinare), intr-un recipient de recoltare steril, cu gâtul larg (exclus eprubete), numit urocultor. Urocultorul trebuie obtinut obligatoriu (pentru a garanta calitatea analizei) de la laborator. Transportul recipientului la laborator trebuie sa se faca in mai putin de 1 ora de la recoltare. Este important ca recoltarea sa se faca inainte de inceperea tratamentului cu antibiotice deoarece antibioticele de obicei distrug flora microbiana, iar rezultatul uroculturii va fi negativ chiar daca infectia urinara exista. Din cauza eliminarii intermitente a germenilor, se recomanda 3 recoltari (uroculturi) succesive. In cazul urmaririi eficientei tratamentului cu antibiotice, recoltarea se repeta dupa 48-96 ore. Urocultura de control se va efectua dupa 3-5 zile de la intreruperea tratamentului.
