



Pipete de laborator și accesorii

I.D.: 86153031

Documente participare:

- Cerinte tehnice minime - Pipete laborator.doc

Data publicarii	24.08.23	Coduri CPV	38437000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.08.23	Pretul estimativ:	2.800,00 RON - 2.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Clarificări la solicitarea primită pentru anunțul de publicitate nr. ADV1380505 /22.08.2023

Intrebare 1 Referitor la cerinta: " - pipeta cu volum variabil de pipetare avand o capacitate între 100 si 1000 μ L (pas din 0,1 in 0,1 μ L), cu un singur canal" Va rugam sa precizati daca prin pas de 0.1 in 0.1 μ L va referiti la procentul de inacurataete sau la imprecizie? Raspuns: Precizez ca trebuie trecut pas de 1 μ L in 1 μ L in loc de "pas de 0.1 in 0.1 μ L". Se referă la precizia pipetei (ex. se pot pipeta volum de 101 μ L respectiv următorul volum de 102 μ L)

Intrebare 2 Referitor la cerinta: " pipeta cu volum variabil de pipetare avand o capacitate între 0,5 si 5 mL (pas din 5 in 5 μ L), cu un singur canal" Va rugam sa precizati daca prin pas din 5 in 5 μ L va referiti la procentul de inacurataete sau la imprecizie? Raspuns: Se referă la precizia pipetei (ex. se pot pipeta volum de 1000 μ L si următorul volum care poate fi pipetat este de 1005 μ L - nu se pot pipeta volume intermediare). Întrebare 3)Referitor la cerinta - pipeta cu volum variabil de pipetare avand o capacitate intre 100 si 1000 μ L (pas din 0, 1 in 0, 1 μ L), cu un singur canal;ClarificareVa rugam sa acceptati: Pas din 1 μ l in 1 μ l,0 pipeta non-electrica de volum 100- 1000 μ l cu pas de 0, 1 μ l din cunotintele noastre nu exista)2)Referitor la cerinta - Precizie mare, respectiv eroare aleatorie cu valoare maxima de :a. \pm 0,6 % la pipetare de 0,5 mlbfi \pm 0,25 % la pipetare de 2,5 mlcfi \pm 0,15 % la pipetare de 5 mlClarificare Va rugam sa acceptati :afi \pm 0,4 % la pipetare de 0,5 mlb. \pm 0,3 % la pipetare de 2,5 mlcfi \pm 0,2 % la pipetare de 5 mlDe asemenea, avand in vedere caracteristicile superioare ale pipetelor Socorex pentru celelalte cerinte (E.G Rezistentii la ocuri, Piston metalic, Ejectorul de varfuri reglabil Just-Tip care conferă pipetelor compatibilitate cu majoritatea varfurilor-, sistem de calibrare patentat Socorex Easy-Cal care face mult mai facilă ajustarea în laborator a pipetelor pentru o multitudine de substanțe- și garanție extinsă de la producător de 3 ani, caracteristici extrem de folosită în laborator, va rugam sa acceptati pentru pipeta automata de 100-1000 μ l o precizie de 0,4% la volum de 500 μ !, respectiv o precizie de 0,3 % (la pipetare de 2,5 ml) și 0,2 % (la pipetare de 5 ml) pentru pipeta de 0,5 - 5 ml. Din experiența noastră aceasta minima variație în precizie este neglijabilă. Factorii care influențează acuratețea și precizia pipetării sunt mai mult legați de tehnica în sine și bineînțeles de o mențenanță adecvată a pipetelor, mențenanță care se realizează extrem de facil în cazul pipetelor Socorex care nu necesită unele suplimentare pentru dezasamblare și curățire. Răspuns: SE ACCEPTĂ SOLICITĂRILE PROPUSE