
Masca Bitrac CPAP oronazala, cu manson dublu si reglaj nazal - REF NR 19625/10.11.2023 - ATI AP

I.D.: 89491251

Data publicarii	14.11.23	Coduri CPV	33140000-3 33171110-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.590,00 RON - 1.590,00 RON

Descriere: Se poate utiliza in doua cazuri: I. Prin conectare la un circuit cu o singura tubulatura, pentru terapia CPAP/Bilevel in functie tipul de circuit, cu sau fara port de monitorizare CO2: a) Cu valva anti-asfixie si ventilata (circuitul nu are port CO2), marimile S (Cod 313-9511), M (cod 313-9512), L (cod 313-9513) si XL (cod 313-9514) b) Cu valva anti-asfixie si neventilata (circuitul are port CO2), marimile S (Cod 313-9501), M (cod 313-9502), L (cod 313-9503) si XL (cod 313-9504) II. Prin conectare la un circuit cu doua tubulaturi, pentru terapia NIV. In acest caz, nu este necesar ca masca sa aiba valva anti-asfixie si sa fie ventilate, marimile S (cod 313-9506), M (cod 313-9507), L (cod 313-9508) si XL (cod 313-9509) Caracteristici: Manson cu margine dubla din silicon medical moale care se muleaza etans pe fata pacientului in timpul furnizarii de gaze medicale. Suprafata fina si sistemul cu margine dubla a mansonului reduc riscul de iritatie a pielii si sporesc starea de confort a pacientului. Suportul frontal care intra in contact cu fruntea pacientului este din silicon fin si rezistent care asigura confortul pacientului. Cu ajutorul sistemului Omni-Clip suportul frontal se poate ajusta in 3 pozitii pe verticala, 5 pozitii pe orizontala si cu ajutorul unei piese batante se poate potrivi si unghiul de contact. Masca se fixeaza cu ham din material moale si rezistent care lasa pielea sa respire. Cele patru barete de prindere au fiecare cate doua pozitii de ajustare cu a
