

ZA 22- KIT 2Kg - Silicon Aditie RTV- DISC PROPEDEUTICA DENTARA-

I.D.: 42099285

Data publicarii	26.02.19	Coduri CPV	24590000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 498,88 RON - 498,88 RON

Descriere: Silicon RTV ZA 22 - KIT 2kg Siliconul RTV ZA 22 are o elasticitate "de mijloc" situandu-se intre RTV ZA 13 si RTV HT 33. Este produsul cel mai popular in utilizare deoarece se preteaza la o gama mare de aplicatii, de la turnarea de materiale usoare ca ceara sau parafina pana la ipsos sau ciment. RTV ZA 22 este un silicon superflexibil ce se utilizeaza pentru realizarea modelelor cu multe detalii, cu geometrie complexa. Instructiuni utilizare - Silicon ZA22 RTV2 Cele doua componente baza si catalizator se mixeaza in proportii egale 100:100, si se toarna peste modelul ce urmeaza a fi reprodus. Vulcanizarea se realizeaza la temperatura ambientala (20 -23 C0) in cca 2- 3 ore. Domenii de utilizare SILICON RTV - ZA22 ? Matrite flexibile - precizie in reproducere detalii (pana la nivel de 2 microni), stabilitate dimensionala in timp (variaza doar cu 0,01% in primele 24 de ore) si o inalta rezistenta mecanica. Matritele realizate din siliconul ZA 22 RTV, pezista la sute / mii de reproduceri daca este vorba de materiale ca: ipsos, rasina Acrylic One, ciment si la cca 40 -50 repoduceri daca este vorba de rasina. ? Ceramica decorativa - precizie in reproducere detalii, stabilitate dimensionala, fluiditate buna si rezistenta mecanica excelenta. Conservare Silicon RTV - ZA22 Siliconul ZA 22 este garantat pentru o perioada de 12 luni daca este corect stocat la o temperatura cuprinsa intre 5° - 27°C (41° - 80°F). Inchideti bine recipientele dupa utilizare si nu inversati capacele de la c
