
1. EASI-EXTRACT Aflatoxina; 2. EASI-EXTRACT Zearalenona; 3.OCHRAPREP 50DET.

I.D.: 56499563

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 28.04.21 | Coduri CPV | 33694000-1 33141625-7 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 16.574,42 RON - 16.574,42 RON

Descriere: 1.EASI-EXTRACT Aflatoxina Prezinta protocol de lucru pentru urmatoarele matrici: cereale, alune, arahide, boia, fistic, nucsoara, sofran, nuci braziliene, smochine, fructe uscate, condimente. Coloanele de aflatoxine totale se utilizeaza pentru prepararea selectiva a probei, in cadrul extractiei in faza solida a aflatoxinei din cereale, alune, arahide, fistic, fructe uscate, condimente, etc . Aceasta varianta se foloseste in determinari cantitative ale aflatoxinelor totale prin cromatografie de lichide (HPLC). Limita de detectie 0.01 ppb. Capacitate coloanei de 2000ng. Contine anticorpi monoclonali pentru aflatoxine totale. Componentele kitului - 50 coloane de imunoafinitate (Cod: RP70N) ; 2. EASI-EXTRACT Zearalenona Coloanele de Zearalenona se utilizeaza pentru prepararea selectiva a probei, in cadrul extractiei in faza solida a zearalenonei din cereale si alte produse. Aceasta varianta se foloseste in determinari de cromatografie de lichide pentru determinari cantitative a zearalenonei. Sensibilitatea: limita minima de detectie: < 25 ppb . Capacitatea colonei pentru 15000ng. Sa utilizeze anticorpi monoclonali pt zearalenona. Componentele kitului - 50 coloane de imunoafinitate (Cod: RP90N); 3.OCHRAPREP 50DET Coloanele de ochratoxina A se utilizeaza pentru prepararea selectiva a probei, in cadrul extractiei in faza solida a ochratoxinei din cereale, cafea, fructe uscate, vin . Aceasta varianta se foloseste in determinari cantitative ale ochratoxinei A prin cromatografie de lichi
