
Teste de sanatate Clean test 86001

I.D.: 98383829

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.06.24 | Coduri CPV | 33696500-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 530,00 RON - 530,00 RON

Descriere: Metoda cea mai simpla de control a igienei de pe suprafetele de lucru. Testul este ideal pentru determinarea proteinelor, a resturilor de grasime si zahar. Aplicatii: industria alimentara, industria laptelui, catering, sanatate, control autoritati sanitare, consultanta HACCP. Este foarte usor de interpretat prin compararea culorilor solutiei rezultate cu scala colorimetrica printata pe tub. Procedura de testare: - swab-ul din interiorul tubului se imbiba cu 3-4 picaturi de apa distilata; - se face prelevarea probei de pe o suprafata de 10x10 cm; - se introduce swab-ul in tub; - se sparge capsula care contine reactivii specifici, prin apasarea usoara a tubului; - se agita puternic in pozitie vertical timp de 15-20 secunde - se dezvolta o reactie de culoare; - se evalueaza rezultatele dupa 8-10 minute, comparandu-se cu scala colorimetrica de pe tub. Culoarea reactiei Interpretare Culoare Verde Curat Verde inchis Limita Mov deschis Usor contaminat Mov inchis Foarte contaminat Ambalare: cutie x 50 teste
