

## **Mediu AABTL+Mediu Mueller Hinton+Mediu Salmonella Shigella (SS)+Mediu Mac Conkey - pachet x 10 placi**

I.D.: 72517381

Data publicarii 23.08.22 Coduri CPV 24931250-6

Pretul estimativ: 341,10 RON - 341,10 RON

Descriere: Mediu AABTL, pachet x 10 placi mediu gata preparat 1. Compozitie: Peptona peptica din carne 15 g Extract de carne 3 g Extract de drojdie 3 g Tiosulfat de sodiu 1 g Lactoza 15 g Cristal viole 0,005 g Albastru de bromtimol 0,08g Agar-agar 12 g Apa distilata ad 1000 ml pH=7,4±0,2 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu 3.Principiu si interpretare: Mediu este utilizat pentru diferentierea enterobacteriilor, recomandandu-se pentru repicarea de colonii izolate de pe medii selective (indeosebi E.coli enteropatogen) si la efectuarea de uroculturi prin metoda dilutiilor. 4.Recomandari de pastrare: MEDIU MUELLER HINTON (MUELLER HINTON AGAR) 1. Compozitie: Hidrolizat de carne 2 g/l Hidrolizat acid de cazeina 17,5 g/l Amidon 5 g/l Agar bacteriologic 17 g/l pH = 7,4 ± 0,2 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu. 3.Principiu si interpretare: Mediul este utilizat pentru cultivarea de Neisseria si determinarea susceptibilitatii microorganismelor la agentii antimicrobieni. SALMONELLA SHIGELLA AGAR (SS AGAR) 1.Compozitie: Peptona peptica 5g/l Extract de carne 5 g/l Lactoza 10 g/l Saruri biliare 8.50g/l Citrat de sodium 10.00g/l Tiosulfat de sodium 8.50g/l Citrat de fier 1.00g/l Verde brilliant 0.00033g/l Rosu neutru 0.025g/l Agar 15.00g/l 2.Prezentare : Cutie cu 10 placi x 18 ml mediu 3.Principiu si interpretare: Mediul este recomandat pentru izolarea Salmonella si Shigella din alimentele suspecte. 4.Recomandari de pastrare: Agar Mac Conkey (Mac Conkey AGAR) 1.Compozitie: Pe