

## Test Rapid Antigen Nazofaringian COVID-19 Triplex Recunoscut DSP 1465

I.D.: 86027790

Data publicarii 16.08.23 Coduri CPV 38500000-0

Pretul estimativ: 2.475,00 RON - 2.475,00 RON

Descriere: Test Rapid COVID-19 Antigen Nazofaringian Triplex 25 Buc --- Recunoscut DSP (in Lista Comuna a Comisiei Europene) #1465 --- Descriere: Dispozitivul de testare rapida COVID-19 este utilizat pentru detectarea timpurie a antigenelor nucleocapsidei (proteina N) SARS-CoV-2 Acest test este destinat laboratoarelor clinice si institutiilor medicale. Testul trebuie sa fie efectuat exclusiv de personal medical Contine: 25x card de testare 25x solutie de extractie 25x tub 25x tampon de extractie 1x manual de utilizare Avantaje: Specificitate: 100% Acuratete:99.58% Senzitivitate: 98.33% Poate detecta virusul SARS COV 2 in stadiu timpuriu Tamponul de extractie este subtire, astfel acesta poate fi introdus cu usurinta in nazofaringe, fara niciun disconfort Valabilitate: 24 luni Standarde: EN ISO 13485: 2016, ISO 14971: 2019 EN ISO 18113-1:2011, EN ISO 18113-2:2011 EN 13612:2002, EN 13641:2002, EN 62366-1:2015 ISO 15223-1:2016, ISO 23640:2015, ISO 10993 Directive 98/79/EC Instructiuni de prelevare a probei: Introduceti tamponul in nara care prezinta secretii mai abundente in urma controlului vizual Pastrati tamponul la nivelul septului nazal si impingeti-l usor in nazofaringele posterior. Rotiti tamponul de mai multe ori, apoi indepartati-l din nazofaringe Metoda de testare: Adaugati 15 picaturi de extractie in tub Dupa prelevarea probei, rotiti tamponul in tub de cel putin 10 ori, presandu-l cu putere de marginea acestuia Strangeti cu mana de 5 ori tamponul in interiorul tubului