
Trusa PRIM AJUTOR portabila pentru fasonator

I.D.: 96175808

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 17.04.24 | Coduri CPV | 33141623-3 39162200-7 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 1.361,40 RON - 1.361,40 RON

Descriere: Trusa PRIM AJUTOR portabila pentru fasonator Trusa sanitara de prim ajutor portabila pentru Fasonator se poarta la centura si are dimensiunea de 17 x 12 x 8 cm Pentru folosire se vor urma pasii Dezinfectarea mainilor prin spalarea cu apa si sapun si apoi stergerea cu servetele cu solutie dezinfectanta. Uscarea mainilor se face prin scuturare si in continuare se recomanda folosirea manusilor in timpul tratamentului local pentru a evita contaminarea cu boli transmisibile prin sange (hepatita B, SIDA etc.). Oprirea hemoragiei se face cu ajutorul mijloacelor prezentate: comprese si pansamente sterile. Controlul ranii prin dezbracarea sau taierea hainelor accidentatului, in zona afectata, cu foarfeca cu varfuri boante si observarea intinderii si aspectului ranii. Daca zona are par, atunci acesta se va taia dinspre rana spre exterior in smocuri mici taiate individual (udate in prealabil) cu grija de a nu introduce fire de par in rana. Curatirea ranii se face prin spalarea pielii din jurul ranii cu batiste cu solutie dezinfectanta. Se face dezinfectarea pielii din jurul ranii pe o suprafata de minim 15 cm; - sa nu fie prea strans legata pentru a obtura circulatia sangelui in zona pansata. Daca rana este mica, se folosesc benzi de leucoplast aplicate peste pansament. Daca rana este mare, accidentatul trebuie imobilizat si transportat pe targa pana la locul acordarii unui tratament medical specializat. Setul contine urmatoarele componente
Plasture 6 x 10 cm - 5 buc
Plasturi sterili am
