

Anioxyde 1000 - Sterilizant la rece de nivel inalt pe baza de acid paracetic - 5 Litri

I.D.: 49359212

Data publicarii	02.09.20	Coduri CPV	24455000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.200,00 RON - 2.200,00 RON

Descriere: Dezinfectant de inalt nivel al sistemului PHERA pentru dispozitive medicale termosensibile. Indicatii: Se mentine stabil in baie timp de 14 zile. Dezinfectie totala la rece a materialului chirurgical si medical. Dezinfectia materialului de endoscopie si a materialului termosensibil. Este sterilizant in 30 minute pentru tot spectrul de bacterii, fungi, virusuri, spori, si se mentine stabil in baie timp de 14 zile. Mod de utilizare: 1. Varsati continutul flaconului "activator" (cu solutia de activare) in bidonul de 5 l "generator" 2. Varsati preparatul activat in baia de dezinfectie (asigurati omogenizarea produsului ANIOXYDE 1000) 3. 15 minute dupa amestecare, ANIOXYDE 1000 este gata de folosire. Validati procentul de acid paracetic produs, cu ajutorul unei bentite de control 4. Scufundati dispozitivul medical in baia de ANIOXYDE 1000, dupa o prealabila curatare cu grija a dispozitivului medical. 5. Verificati cu regularitate procentul de acid paracetic. Eliminati solutia atunci cand bentita nu mai reactioneaza . Compozitie calitativa: - Activator: catalizator de agenti oxidanti, derivati glicolici, tensioactivi non ionici, izopropanol si colorant - Generator: peroxid de hidrogen, inhibitori de coroziune, agenti stabilizatori - Solutie activata: baia activata corespunde unui amestec al produselor de mai sus, cu producerea acidului paracetic in concentratii maxime de 0,15% sau 1500 ppm. Proprietati tehnologice: - Generator: Lichid limpede, incolor, Densitate la 20°C 1,046
